

小動物
 小動物胎児
 昆虫
 植物
 目
 歯茎
 毛細血管
 関節
 細胞移植

ダメージレス
 局所微量注射

● ガラスシリンジ接続 微量注射針 (10 μl , 25 μl , 50 μl , 100 μl いずれかを選択)

型番：2-EFC100A-HS10



注入量目安：1 μl 以下～100 μl

デッドボリューム：極少量 (1 μl 以下)

● 150 μm ルアー付き注射針 (EOG 滅菌済み)

型番：2-NS150-LL-5


5 本入

-12

12 本入

注入量目安：100 μl 以上

デッドボリューム：約 50 μl



製品はルアー付き針のみ (○囲み部分) でシリンジは含まれません



ガラスシリンジ接続 微量注射針 1 式

No. 2 - EF100A5 - S10

100 針太さ : 100 / 150 μ m から選択

5 針先先端長 : 5 / 10 mm から選択

10 シリンジ量 : 10 / 25 / 50 / 100 μ l から選択

* 上述以外のサイズは別途ご相談ください



ルアー付き注射針 (シリンジ部分は

No. 2 - NS150 - LL - 5 別途で用意下さい)

針太さ 150 μ m

針長 10mm

5 5 本入 / 12 本入 / 48 本入



エレキシリンジ コネクションキット


No. 2 - EF100A5 - LL

針太さ : 100 / 150 μ m から選択

針先先端長 : 5 / 10mm から選択

元部分 : LL ルアーロック /

C キャピラリーから選択



スリーブ針 (換え針)

No. 2 - SV100A5 - 5

針太さ : 100 / 150 μ m から選択

針先先端長 : 5 / 10mm から選択

5 本入 / 12 本入



ユニオン・スクリューセット

No. 2 - URN

Union / RED / Natural の頭文字

URB Union / RED / Blue

UBN Union / Blue / Natural



ステンレス針 (針のみ)

No. 2 - 100A - 10 10 本入

針太さ : 100 / 150 μ m から選択

全長 25mm(100 μ m)

40mm(150 μ m)



スクリュー

対応チューブ径

赤 5 個入り 1/32インチ

青 5 個入り 0.36mm

ナチュラル 5 個入り 0.60mm
(ベージュ)



実体顕微鏡用 注射器固定具

様々なタイプをご用意しております

使い易い高輝度 LED 落射照明も
取り付けられます

* 本製品は、人・動物医療用器具として認可を受けておりません。あらかじめご了承ください。

製造元

アルテア技研株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-23-3

TEL : 045-473-6211 / FAX : 045-473-2884

お問い合わせ : LS 部 技術開発課

e-mail : t.watanabe@altair.co.jp